

RADIOEAR DD450 HEADSET

Instructions for Use – UK/US

The DD450 is a circumaural headset that can be used for audiometry testing in the standard audiometry range 125 Hz - 8 kHz as well as high frequencies testing until 20 kHz. The DD450 comply with IEC-60645-1 and ANSI S3.6 up to 16 kHz.

Cleaning instruction

To clean the headphones, use a soft, damp cloth. The use of organic solvents and aromatic oils must be avoided. If necessary, clean the cushions with a lint free cloth lightly dampened in cleaning solution. Make sure not to get moisture in the speaker portion of the earphones.

Specifications

- Standards: Comply with IEC-60645-1 and ANSI S3.6
- Earphone receiver: Dynamic moving coil, custom built for audiometry
- Nominal impedance: 40 Ohm Frequency response: 20 Hz - 20 kHz
- Sensitivity: 100 dB SPL at 1 kHz, 1 mW
- Distortion: < 1% at TBD
- Ambient attenuation: See datasheet on www.radioear.us
- Max. continuous power: 500 mW
- Headband tension: 10 N ± 0,5 N
- Weight complete: 330 gram (12 oz)
- Cable length: 2500 mm (100 inch)
- Environmental: RoHS compatible - Lead and nickel free
- Available accessories: Replacement ear cushions

Manual de instrucciones – ES

Los auriculares circumaurales DD450 se pueden utilizar para realizar pruebas de audiometría en el intervalo estándar de 125 Hz a 8 kHz, así como para pruebas de alta frecuencia de hasta 20 kHz. Los DD450 cumplen con las normas IEC-60645-1 y ANSI S3.6 de hasta 16 kHz.

Instrucciones de limpieza

Use un paño suave humedecido para limpiar los auriculares. Evite el uso de disolventes orgánicos y aceites aromáticos. Si es necesario, limpie las almohadillas con un paño que no deje pelusa ligeramente humedecido con una solución de limpieza. Asegúrese de que no se humedezca el altavoz de los auriculares.

Especificaciones

- Normativas: Cumplen con las normas IEC-60645-1 y ANSI S3.6
- Receptor de los auriculares: Bobina dinámica móvil diseñada en exclusiva para la audiometría
- Impedancia nominal: Respuesta de frecuencia de 40 ohmios: De 20 Hz a 20 kHz
- Sensibilidad: De 100 dB SPL a 1 kHz, 1 mW
- Distorsión: Menos del 1 % a TBD
- Atenuación ambiental: Consultar la hoja informativa en www.radioear.us
- Energía máxima continua: 500 mW
- Tensión de la cinta: 10 N ± 0,5 N
- Peso total: 330 gramos (12 oz)
- Longitud del cable: 2500 mm (100 pulgadas)
- Medioambiente: Compatibles con la normativa RoHS - Libres de plomo y níquel
- Accesorios disponibles: Almohadillas de repuesto para los oídos

Instructions de use – PT

O DD450 é um fone de ouvido supra-aural que pode ser usado para testes de audiometria na faixa de audiometria padrão 125 Hz - 8 kHz, assim como testes de altas frequências até 20 kHz. O DD450 cumpre com a norma IEC-60645-1 e ANSI S3.6 até 16 kHz.

Instruções de limpeza

Para limpar os fones de ouvido, use um pano macio e úmido. Deve ser evitado o uso de solventes orgânicos e óleos aromáticos. Se necessário, limpe as almofadas com um pano sem fiapos ligeiramente umedecido em uma solução de limpeza. Certifique-se de não deixar entrar umidade na parte de alto-falante dos fones de ouvido.

Especificações

- Normas: Em conformidade com a norma IEC-60645-1 e ANSI S3.6
- Receptor auricular: Bobina móvel dinâmica, personalizada para audiometria
- Impedância nominal: 40 Ohm Resposta de frequência: 20 Hz - 20 kHz
- Sensibilidade: 100 dB SPL em 1 kHz, 1 mW
- Distorção: < 1 % em TBD
- Atenuação ambiental: Consulte a folha de dados em www.radioear.us
- Potência contínua máx.: 500 mW
- Tensão do arco: 10 N ± 0,5 N
- Peso completo: 330 gramas (12 oz)
- Comprimento do cabo: 2500 mm (100 polegadas)
- Ambiental: Compatível com RoHS - Livre de chumbo e níquel
- Accessórios disponíveis: Almofadas de substituição

Instructions d'utilisation – FR

Le DD450 est un casque circum-aural qui peut être utilisé dans le cadre de tests d'audiométrie, dans la gamme audiométrique standard de 125 Hz à 8 kHz, ainsi que pour des fréquences plus élevées, jusqu'à 20 kHz. Le DD450 est conforme aux réglementations IEC-60645-1 et ANSI S3.6 jusqu'à 16 kHz.

Instructions de nettoyage

Pour nettoyer le casque, utilisez un chiffon doux et humide. Veuillez ne pas utiliser de solvants organiques ou d'huiles aromatiques. Si nécessaire, nettoyez les coussinets avec un chiffon non pelucheux légèrement humidifié avec un agent de nettoyage. Prenez soins de ne pas humidifier le haut-parleur des écouteurs.

Caractéristiques techniques

- Normes : Conforme aux réglementations IEC-60645-1 et ANSI S3.6
- Écouteur du récepteur : Bobine en mouvement dynamique, adaptée à l'audiométrie
- Impédance nominale : 40 Ohm Réponse en fréquence 20 Hz - 20 kHz
- Sensibilité : 100 dB SPL à 1 kHz, 1 mW
- Distorsion : < 1 % à TBD
- Atténuation ambiante Se reporter à la fiche technique sur www.radioear.us
- Puissance continue max. : 500 mW
- Tension du bandeau : 10 N ± 0,5 N
- Poids complet : 330 g (12 oz)
- Longueur de câble : 2500 mm (100 inch)
- Caractéristiques environnementales : Conforme à la norme RoHS - Sans plomb et nickel
- Accessoires disponibles : Coussinets de remplacement

Istruzioni per l'uso – IT

Le cuffie DD450 sono cuffie circumaurali che possono essere utilizzate per la valutazione audiometrica in una gamma audiometrica standard da 125 Hz a 8 kHz oltre che per la valutazione a frequenze elevate fino a 20 kHz. Le cuffie DD450 adempiono le IEC-60645-1 e ANSI S3.6 fino a 16 kHz.

Istruzioni per la pulizia

Per pulire le cuffie utilizzare un panno morbido inumidito. Evitare l'utilizzo di solventi organici e di oli aromatici. Se necessario, pulire i cuscinetti con un panno privo di pelucchi leggermente inumidito con una soluzione detergente. Assicurarsi di non far penetrare liquidi all'interno della sezione delle cuffie che contiene gli altoparlanti.

Specifiche

- Standard: Conformità a IEC-60645-1 e ANSI S3.6
- Ricevitore delle cuffie: Bobina a movimento dinamico costruita appositamente per l'audiometria
- Impedenza nominale: 40 Ohm Frequenza di risposta: 20 Hz – 20 kHz
- Sensibilità: 100 dB SPL a 1 kHz, 1 mW
- Distorsione: <1% a TBD
- Attenuazione ambientale: Consultare la scheda dati su www.radioear.us
- Potenza continua massima: 500 mW
- Tensione dell'archetto: 10 N ±0,5 N
- Peso complessivo: 330 g (12 oz)
- Lunghezza del cavo: 2500 mm (100 in)
- Ambientali: Compatibili con RoHS – Privo di piombo e nichel
- Accessori disponibili: Cuscinetti auricolari sostitutivi

Οδηγίες χρήσης – GR

Το DD450 είναι ένα περιτρεγγύο σετ ακουστικών κεφαλής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξετάσεις ακοομετρίας στο κανονικό ακοομετρικό φάσμα των 125 Hz - 8 kHz καθώς και σε εξετάσεις υψηλής συχνότητας μέχρι τα 20 kHz. Το DD450 συμμορφώνεται με τα IEC-60645-1 και ANSI S3.6 μέχρι και τα 16 kHz.

Οδηγίες καθαρισμού

Για να καθαρίσετε τα ακουστικά, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί. Πρέπει να αποφευχθεί η χρήση οργανικών διαλυτών και αρωματικών ελαίων. Αν χρειάζεται, καθαρίστε ελαφρά τα μαξιλαράκια με ένα πανί χωρίς γυαλικά βουτηγμένο σε καθαριστικό διάλυμα. Φροντίστε να μην εισέλθει υγρασία στο τμήμα του ηχείου των ακουστικών.

Προδιαγραφές

- Πρότυπα: Συμμορφώνεται με τα IEC-60645-1 και ANSI S3.6
- Δείκτης ακουστικού Δυναμικό κινητό πηνίο ειδικό για ακοομετρία
- Ονομαστική εμπέδηση: Απόκριση συχνότητας 40 Ohm: 20 Hz - 20 kHz
- Ευαισθησία: 100 dB SPL σε 1 kHz, 1 mW
- Παραμόρφωση: < 1% σε TBD
- Εξασθένηση περιβάλλοντος: Δείτε Δελτίο δεδομένων στο www.radioear.us
- Μέγιστη συνεχής ισχύς: 500 mW
- Τάση ταίνια κεφαλής: 10 N ± 0,5 N
- Πλήρες βάρος: 330 γραμμάρια (12 oz)
- Μήκος καλωδίου: 2500 mm (100 inch)
- Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά: Συμβατότητα RoHS - Ελεύθερο μολύβδου και νικελίου
- Διαθέσιμα εξαρτήματα: Ανταλλακτικά μαξιλαράκια αυτιών

Gebruiksaanwijzing – NL

De DD450 is een gesloten hoofdtelefoon die gebruikt kan worden voor audiometrietesten in het standaard audiometrie bereik van 125 Hz - 8 kHz zowel als hoge frequentietesten tot 20 kHz. De DD450 voldoet aan IEC-60645-1 en ANSI S3.6 tot 16 kHz.

Reinigingsinstructies

Gebruik een zachte, vochtige doek om de hoofdtelefoon schoon te maken. Het gebruik van organische oplosmiddelen en aromatische oliën moeten worden vermeden. Indien nodig kunt u de hoofdtelefoonkussentjes schoonmaken met een pluisvrije doek die licht bevochtigd is met reinigingsmiddel. Zorg dat er geen vocht in het luidsprekergedeelte van de oortelefoon komt.

Specificaties

- Normen: Voldoen aan IEC-60645-1 en ANSI S3.6
- Oortelefoon ontvanger: Dynamisch bewegende spoel, speciaal gemaakt voor audiometrie
- Nominale impedantie: 40 Ohm frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz
- Gevoeligheid: 100 dB SPL bij 1 kHz, 1 mW
- Vervorming: < 1% bij TBD
- Omgevingsdemping: Zie gegevensblad op www.radioear.us
- Maximaal continu vermogen: 500 mW
- Spanning van de hoofdband: 10 N ± 0,5 N

- Totaal gewicht: 330 gram
- Kabellengte: 2500 mm
- Omgeving: RoHS-compatibel - vrij van lood en nikkel
- Beschikbare accessoires: Vervangende hoofdtelefoonkussentjes

Gebruiksaanleitung – DE

Der DD450 ist ein ohrmuschließender Kopfhörer, der für Audiometrietests im Standardaudiometriebereich von 125 Hz–8 kHz sowie bei Hochfrequenztests bis 20 kHz verwendet werden kann. Der DD450 erfüllt IEC-60645-1 und ANSI S3.6 bis zu 16 kHz.

Reinigungsanleitungen

Reinigen Sie den Kopfhörer mit einem weichen, feuchten Tuch. Die Verwendung organischer Lösungsmittel und aromatischer Öl ist zu vermeiden. Falls erforderlich reinigen Sie die Polster mit einem fusselfreien Tuch, das leicht mit Reinigungslösung befeuchtet wurde. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit in den Lautsprecherteil der Kopfhörer gelangt.

Technische Daten

- Normen: Erfüllt IEC-60645-1 und ANSI S3.6
- Kopfhörer/Empfänger: Dynamische Drehschule, speziell für Audiometrie
- Nominale Impedanz: 40-Ohm-Frequenzantwort: 20 Hz–20 kHz
- Sensitivität: 100 dB SPL bei 1 kHz, 1 mW
- Verzerrung: < 1 % mit TBD
- Umgebungsgeräuschdämpfung: Siehe Datenblatt unter www.radioear.us
- Max. Dauerleistung: 500 mW
- Stirnbandspannung: 10 N ± 0,5 N
- Vollständiges Gewicht: 330 g
- Kabellänge: 2500 mm
- Umgebung: RoHS-kompatibel – Blei- und Nickel-frei
- Verfügbares Zubehör: Ersatzzohrpolster

Användarinstruktioner – SV

DD450 är ett headset som kan användas för tester inom audiometri i standardområdet 125 Hz–8 kHz samt högfrekvenstestning upp till 20 kHz. DD450 uppfyller IEC-60645-1 och ANSI S3.6 upp till 16 kHz.

Rengöringsanvisning

Rengör hörlurarna med en mjuk, fuktad trasa. Använd inte organiska lösningsmedel eller aromatiska oljor. Rengör öronkuddarna lätt med en luddfri trasa som fuktats lätt med ett rengöringsmedel. Var noga med att inte låta fukt komma in i högtalardelen på hörlurarna.

Specifikationer

- Standarder: Uppfyller IEC-60645-1 och ANSI S3.6
- Mottagare i hörtelefon: Dynamisk rörlig spole, specialbyggd för audiometri
- Nominnell impedans: 40 Ohm Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz
- Känslighet: 100 dB SPL vid 1 kHz, 1 mW
- Distorsjon: < 1 % vid TBD
- Dämpning av omgivningsljud: Se datablad på www.radioear.us
- Max. kontinuerlig effekt: 500 mW
- Huvudbandets spänning: 10 N ± 0,5 N
- Vikt komplett: 330 gram (12 oz)
- Kabellängd: 2500 mm (100 tum)
- Miljöinformation: Kompatibel med RoHS – Bly- och nickelfri
- Tillgängliga tillbehör: Öronkuddar för utbyte

Käyttöohjeet - FI

DD450-kuulokeet peittävät korvat ja näitä kuulokkeita voidaan käyttää audiometritestauksessa sovellettaessa standardiaudiometria-alueelta 125 Hz - 8 kHz sekä korkeataajuustestauksessa, jolloin maksimiarvo on 20 kHz. DD450-kuulokeet noudattavat standardeja IEC-60645-1 ja ANSI S3.6 maksimiarvon 16 kHz.

Puhdistusohje

Kuulokkeiden puhdistamisessa käytetään pehmeää kostutettua liinaa. Orgaanisia liuottimia ja aromaattisia öljyjä ei saa käyttää. Kuulokkeiden pehmikkeiden puhdistamisessa voi tarvittaessa käyttää nukkaamatonta liinaa, jota on kevyesti kostutettu puhdistusliuksella. On varmistettava, ettei kuulokkeiden kaiutinosaan pääse kosteutta.

Tekniset tiedot

- Standardit: Noudattaa standardeja IEC-60645-1 ja ANSI S3.6
- Kuulokkeen vastaanotin: Dynaaminen kiertokela, erikoisvalmiste audiometriaikäyttöön
- Nimellimpedanssi: 40 ohmia Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz
- Herkkyyis: 100 dB SPL @ 1 kHz, 1 mW
- Särö: < 1 % @ TBD
- Ympäristövalmennus: Tutustu ohjelehteen sivustolla www.radioear.us
- Enim, jatkuva tehonsyöttö: 500 mW
- Pannan jännitys: 10 N ± 0,5 N
- Paino täydellisenä: 330 grammaa (12 unssia)
- Kaapelin pituus: 2500 mm (100 tuumaa)
- Ympäristötiedot: RoHS-direktiivin mukainen - lyijytön ja nikkelitön
- Saatavilla olevat lisävarusteet: Vaihtopehmikkeet

Brugsanvisning – DA

DD450 er en lukket hovedtelefon, der kan anvendes til audiometrisk test i standardområdet for audiometri på 125 Hz - 8 kHz og test af de højfrekvente områder op til 20 kHz. DD450 overholder IEC-60645-1 og ANSI S3.6 op til 16 kHz.

Rengøringsvejledning

Hovedtelefonerne rengøres med en fugtig blød klud. Undgå brug af organiske opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter. Rengør om nødvendigt puderne let med en fugtig klud, der er let fugtet

med et rensemiddel. Undgå at få fugt ned i højttalerdelen på hovedtelefonerne.

Specifikationer

- Standarder: Overholder IEC-60645-1 og ANSI S3.6
- Hovedtelefon: Dynamisk bevægelig spole, specialbygget til audiometri
- Nominel impedans: 40 Ohm frekvensrespons: 20 Hz - 20 kHz
- Følsomhed: 100 dB SPL ved 1 kHz, 1 mW
- Forvrængning: < 1 % THD
- Omgivende lydæmpning: Se datablad på www.radioear.us
- Maks. kontinuerlig effekt: 500 mW
- Hovedbøjlestramning: 10 N ± 0,5 N
- Samlet vægt: 330 gram
- Kabellængde: 2500 mm
- Miljø: RoHS-kompatibel - Bly- og nikelfri
- Tilgængeligt reservedele: Udskiftning af ørepuder

Bruksanvisning – NO

DD450 er circumaurale hodetelefoner som kan brukes til audiometri-testing i standard måleramme 125 Hz – 8 kHz og til testing med høye frekvenser opp til 20 kHz. DD450 samsvarer med IEC-60645 og ANSI S3.6 opp til 16 kHz.

Bruksanvisning for rengjøring

Bruk en myk, fuktig klut for å rengjøre hodetelefonene. Bruk av organiske løsemidler og aromatiske oljer må unngås. Om nødvendig, tørk lett av putene med en løfri klut og litt rengjøringsmiddel. Forsikre deg om at det ikke kommer fuktighet inn i høyttalerdelen av øretelefonene.

Spesifikasjoner

- Standarder: Samsvarer med IEC-60645-1 og ANSI S3.6
- Høretelefonenes mottaker: Dynamisk bevegende coil, spesialbygget for audiometri
- Nominnell impedans: 40 Ohm frekvensrespons: 20 Hz – 20 kHz
- Sensitivitet: 100 dB SPL ved 1 kHz, 1 mW
- Distorsjon: < 1 % ved TBD
- Lyddeмпing: Se dataoark på www.radioear.us
- Maks. uavbrutt strøm: 500 mW
- Stramming på pannebånd: 10 N ± 0,5 N
- Fullstendig vekt: 330 gram
- Lengde på strømlledning: 2500 mm
- Miljøbetingelser: RoHS-kompatibel – fri for bly og nikkel
- Tilgjengelig tilbehør: Ekstra øreputer

Instrukcja obsługi – PL

DD450 to nauiszy zestaw słuchawkowy, który może być stosowany do badań audiometrycznych w standardowym zakresie częstotliwości 125 Hz - 8 kHz oraz do badań dla dużych częstotliwości do 20 kHz. Zestaw słuchawkowy DD450 spełnia wymagania normy IEC-60645-1 i ANSI S3.6 do 16 kHz.

Instrukcje dotyczące czyszczenia

Słuchawki należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie wolno stosować rozpuszczalników organicznych ani olejków zapachowych. W razie konieczności muszle uszne należy delikatnie oczyścić przy użyciu niestrzepiaczej się ściereczki lekko zwilżonej środkiem do czyszczenia. Nie wolno dopuścić do przedostania się wilgoci do przetworników słuchawkowych.

Specyfikacja

- Normy: Zgodność z IEC-60645-1 i ANSI S3.6
- Rodzaj przetwornika: Dynamiczny z ruchomą cewką, zaprojektowany specjalnie do badań audiometrycznych
- Impedancja nominalna: 40 omów. Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz
- Skuteczność: 100 dB SPL przy 1 kHz i 1 mW
- Zniekształcenia: < 1% THD
- Wartość tłumienia hałasów otoczenia: Patrz specyfikacje na stronie www.radioear.us
- Maks. moc ciągła: 500 mW
- Siła docisku pałąka: 10 N ± 0,5 N
- Masa całkowita: 330 gramów
- Długość przewodu: 2500 mm
- Środowisko: Zgodne z dyrektywą RoHS - bez zawartości ołowiu i niklu
- Dostępne akcesoria: wymienne muszle uszne

Instrucțiuni de utilizare – RO

DD450 este o cască circumaurală care poate fi folosită la testarea audiometrică în gama standard de audiometrie 125 Hz - 8 kHz, precum și testarea frecvențelor înalte până la 20 kHz. DD450 este conformă cu IEC-60645-1 și ANSI S3.6 până la 16 kHz.

Instrucțiuni de curățare

Pentru a curăța căștile, folosiți o lavetă moale, umedă. Utilizarea de solvenți organici și uleiuri aromatice trebuie evitată. Dacă este necesar, curățați ușor pernele cu o lavetă fără scame înmuiată într-o soluție de curățare. Asigurați-vă că umezeala nu ajunge în porțiunea difuzorului căștilor.

Specificatii

- Standarde: Conformă cu IEC-60645-1 și ANSI S3.6
- Receptorul căștil: Bobină cu mișcare dinamică, construită special pentru audiometrie
- Impedanța nominală: 40 Ohm Răspuns în frecvență: 20 Hz - 20 kHz
- Sensibilitate: 100 dB SPL la 1 kHz, 1 mW
- Distorsiune: < 1% la TBD
- Atenuarea mediului: Consultați fișa tehnică de la www.radioear.us
- Putere max. continuă: 500 mW
- Tensiunea benzii pentru cap: 10 N ± 0,5 N
- Masa completă: 330 grame (12 oz)
- Lungimea cablului: 2500 mm (100 inch)
- Aspecte privind mediul: Compatibilă RoHS - Nu conține plumb sau nichel

- Accesorii disponibile: Perne de ureche de schimb

Használati útmutató – HU

A DD450 teljes fejhallgató, amely hallásvizsgálathoz használható a szokásos 125 Hz - 8 kHz tartományban, illetve magas frekvenciás vizsgálatokhoz 20 kHz-ig. A DD450 16 kHz-ig megfelel az IEC-60645-1 és az ANSI S3.6 szabványnak.

Tisztítási útmutató

A fejhallgatók tisztításához puha, nedves rongyot használjon. A szerves oldószerek és aromás olajok használata kerülendő. Ha szükséges, a párnákat foszlás nélküli, kicsit tisztítószerral nedvesített ronggyal tisztítsa meg. Győződjön meg arról, hogy nem került nedvesség a fülhallgató hangszóró részébe

Műszaki jellemzők

- Szabványok: Megfelel az IEC-60645-1 és az ANSI S3.6 szabványnak.
- Fejhallgató vevő: Dinamikus mozgó tekercs, hallásvizsgálathoz testre szabva
- Névleges belső ellenállás: 40 Ohmos frekvenciaválasz: 20 Hz - 20 kHz
- Érzékenység: 100 dB SPL 1 kHz, 1 mW esetében
- Torzitás: < 1% TBD-nél
- Környezeti csillapítás: Lásd az adatlapot itt: www.radioear.us
- Max. folyamatos teljesítmény: 500 mW
- Fejpánt feszülése: 10 N ± 0,5 N
- Teljes súly: 330 gramm
- Kábel hossza: 2500 mm
- Környezeti paraméterek: RoHS kompatibilis - Ólom- és nikkelmentes
- Kapható tartozékok: Pót fülpárnák

Upute za uporabu – HR

DD450 su circumauralne slušalice koje se mogu koristiti za audiometrijska ispitivanja u standardnom audiometrijskom rasponu od 125 Hz do 8 kHz, kao i za ispitivanja u pojasu visokih frekvencija, do 20 kHz. Slušalice DD450 uskladene su sa standardima IEC-60645-1 i ANSI S3.6 do 16 kHz.

Upute za čišćenje

Za čišćenje slušalica koristite meku, vlažnu tkaninu/krpicu. Uporaba organskih otapala i aromatičnih ulja mora se izbjegavati. Ako je potrebno, jastučice očistite krpicom bez dlacića umočenom u sredstvo za čišćenje. Pobrinite se da vlaga ne dospije u zvučnike u slušalicama.

Specifikacije

- Standardi: Uskladeno s IEC-60645-1 i ANSI S3.6
- Prijamnik u slušalicama: Dinamički tip zavojnice, prilagođen za audiometriju
- Nominalna impedanca: 40 Oma Frekvencijski odgovora: 20 Hz - 20 kHz
- Osjetljivost: 100 dB SPL na 1 kHz, 1 mW
- Distorzija: < 1% na TBD
- Prigušenje ambijentalne buke: pogledajte podatkovni list na www.radioear.us
- Maks. neprekidna snaga: 500 mW
- Stezanje slušalica: 10 N ± 0,5 N
- Ukupna težina: 330 grama (12 unci)
- Duljina kabela: 2.500 mm (100 inča)
- Eko značajke: kompatibilno s RoHS-om - bez olova i nikla
- Dostupni dodaci: zamjenski jastuci za uši

Упатство за употреба – MK

DD450 се циркуаурални слушалки кои може да се користат за аудиометриско тестирање во стандардниот аудиометриски опсег од 125 Hz - 8 kHz, како и за тестирање на високи фреквенции до 20 kHz. DD450 се во согласност со IEC-60645-1 и ANSI S3.6 до 16 kHz.

Упатство за чистење

За чистење на слушалките, користете мека, влажна крпа. Мора да се избегнува користење на органиси раствори и ароматични масла. Дожолку е потребно, чистете ги перничњата со крпа што не остава влакненца благо навлажнета со раствор за чистење. Внимавајте да не навлезе влага во делот со звучникот на слушалките.

Спецификации

- Стандарди: Во согласност со IEC-60645-1 и ANSI S3.6
- Приемник на слушалката: Динамички придвижуван калем, изработен по наработка за аудиометрија
- Номинална отпорност: 40 Оми Реакција на фреквенцијата: 20 Hz - 20 kHz
- Чувствителност: 100 dB SPL на 1 kHz, 1 mW
- Изобилчување < 1 % на TBD
- Амбиентално намалување: Погледнете го листот со податоци на www.radioear.us
- Макс. непрекината моќност: 500 mW
- Напнатост на лентата за глава: 10 N ± 0,5 N
- Вкупна тежина: 330 грама (12 оз)
- Должина на кабел: 2500 mm (100 инчи)
- Окружување: Компатибилно со RoHS - Без олово и никел
- Достапни додатоци: Перничња за замена

Navodila za uporabo – SI

DD450 so velike slušalke, ki pokrijejo celo uho (circumaural) in se lahko uporabljajo za av

